

Fiche de préconisation : Scotch test

Nom de naissance : .....

Nom usuel : .....

(si besoin pour les femmes mariées)

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Sexe :  Féminin

Masculin

Date du test : .....

Heure du test : .....

---

**Préconisations pour le prélèvement :**

Au lever avant la toilette et les premières selles :

- Utiliser un scotch TRANSPARENT
- Décoller le scotch de son support
- Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support
- Renouveler l'opération avec le second scotch
- Replacer les 2 lames dans l'étui
- Compléter la présente fiche.

**Transport :**

Conserver l'étui à température ambiante et l'acheminer au laboratoire dans les 48 heures.

**Identification du flacon :**

En l'absence d'étiquette mentionnant votre nom, prénom et date de naissance, noter ces informations sur les lames.